



BSwashアルカリ AC-100



特長

AW-150専用の無泡性のアルカリ洗浄剤です。蛋白の分解に優れ、洗浄機との相乗効果により、効果的に汚れを除去します。
容量：2L

BSwash酵素 AC-200



特長

AW-150専用の高力価蛋白分解酵素配合の無泡性の中性洗浄剤です。
長期間の保管でも酵素が劣化しにくく安定性に優れた酵素配合洗浄剤です。
容量：2L

BSコート AC-300



特長

AW-150専用の乾燥促進・潤滑防錆剤です。鋼製小物対し、早い乾燥性、優れた防錆性、確かな潤滑性、高い安全性を持っています。
容量：2L

取り扱いのご注意

- ①このカタログに記載されている洗剤は、ウォッシャーディスインフェクター AW-150専用となっています。
- ②Bswashアルカリ AC-100 と Bswash酵素 AC-200 は、何れか一方をお選び頂いてご使用ください。
- ③ステンレス製以外の器材(アルミ・銅・真鍮・ゴム・樹脂等)は、変色、劣化する場合がありますので、予め試験の上、ご使用ください。
- ④ご使用の際は、ゴム手袋、防護メガネなどの防護具を着用してください。
- ⑤目に入った場合は、直ちに流水で15分以上水洗し、医師の処置を受けてください。
- ⑥口に入った場合は、口の中を洗い、多くの水を飲んで、直ちに医師の処置を受けてください。
- ⑦皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で洗い流し、異常を感じた場合は医師の処置を受けてください。
- ⑧保管の際はフタを確実に閉め、直射日光の当たらない常温または冷暗所で保管してください。