



感染性廃棄物用シーラー

Tube sealer for infectious waste.

KTS-440



■感染性廃棄物用シーラー

感染性廃棄物用シーラーとは、使用済みの透析回路や輸液点滴セット等の「注射針」とチューブを超音波により溶着して安全に切り離す装置です。チューブ内の液体を漏らさずにシールおよび分離切断ができます。

「注射針」を切り離すことにより、針刺し事故防止および廃棄物の処理コストを低減します。

| 項目 | 仕様 |
|-----------|--|
| 1. 販売名・型式 | 感染性廃棄物用シーラー KTS-440 |
| 2. 製品構成 | ①シーラー本体 ②電源部(充電式バッテリー内蔵) ③充電器 |
| 3. 消費電流 | 1.5A AC100V 50/60Hz ※充電器 |
| 4. 使用環境 | 屋内専用 周囲温湿度 5～35℃/30～80RH(結露なきこと) |
| 5. 重量 | ①シーラー本体：約 600g ②電源部：約 1.3kg ③充電器：750g |
| 6. 適用規格 | JIS C 61326 (電磁両立性要求事項) 準拠 |
| 7. シール性能 | シール方式 : 超音波式 シール時間 : 8秒 max (強制完了) 適合チューブ : φ4～6 |



専用収納ケース (オプション)



②電源部 ③充電器 ①シーラー本体

※掲載内容は製品改良のため予告無く変更する場合があります。



製造販売

チヨダエレクトリック株式会社



本社：〒387-0018 長野県千曲市大字新田124

TEL：026-273-1800 FAX：026-272-5723

●お問合せ：営業部 TEL：026-214-1802

<http://www.chiyoda-electric.co.jp>

販売店