

空間除染システム



スペース デコ
Space Deco 専用除染剤

医薬用外劇物



■特徴

1. 空間除染器 Space Deco[®] 専用の除染剤です。

空間除染器 Space Deco 専用です。他の機器や、本剤単体での使用はできません。

2. 本剤 1本(1kg)で約 400 m³の空間を除染することができます。

※注意) SpaceDeco[®]専用除染剤 は過酸化水素除染剤です。この薬液には強い酸化作用があります。危険ですので SpaceDeco[®]の取扱説明書をよく読み、理解するまで開封しないでください。開封時には、必ず、保護メガネ・保護手袋等の保護具を着用してください。

Space Deco 専用除染剤

医薬用外劇物

危険



過酸化水素 Hydrogen Peroxide H₂O₂ 1 k g



■危険有害性情報

- ・火災または爆発のおそれ：強酸化性物質
- ・重篤な皮膚の薬傷・目の損傷
- ・飲み込むと有害（経口）
- ・皮膚に接触すると有害のおそれ（経皮）
- ・吸入すると有害（蒸気）
- ・生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い
- ・臓器の障害（呼吸器・中枢神経系）
- ・長期または反復暴露による臓器への障害（肺）
- ・長期または反復暴露による臓器への障害のおそれ（血液）
- ・水生生物に毒性

■取扱上の注意

- ・安全データシート（SDS）を入手し、理解するまで使用しないでください。
- ・保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用して取扱ってください。
- ・可燃物（木材・紙・布等）との接触や混合をしないでください。
- ・異物（アルカリ、貴金属、有機物、ゴミ等）と接触すると危険ですので、混入しないでください。
- ・一度容器から出したものは元の容器へ戻さないでください。
- ・容器は過酸化水素水専用につき、使用後は専用キャップを締めて送り返してください。
- ・キャップにガス抜きがついてありますので、絶対に上下転倒、横倒又、圧迫などしないでください。
- ・廃棄の方法は毒物及び劇物取締法第15条の2に従ってください。
- ・皮膚や衣類に付着した場合は、直ちに水で洗い流してください。
- ・目に入った場合は、速やかに充分な水で15分以上洗浄し、医師の手当てを受けてください。
- ・可燃物に付着した場合は、水で洗い流してください。
- ・容器はポリエチレン製です。長期保存の場合、紫外線や酸化剤の影響で劣化・破損する場合があります。
- ・本品は Space Deco 専用除染剤です。他の機器や本除染剤単体では使用できません。

空間除染器 Space Deco®		
1. 型式	KS-190-0	KS-190-1
2. 外形寸法	W515 × D520 × H750	
3. 濃度計	—	内蔵
4. 定格	AC100V 15A	
5. 適用薬液	Space Deco 専用除染剤	
6. 除染能力	10～200m ³ ※1	

Made in Japan ※1) 能力が不足する場合、複数台の並列運転が可能です。



空間除染器 Space Deco



チヨダエレクトリック株式会社



本社：〒387-0018 長野県千曲市大字新田124
 TEL：026-273-1800 FAX：026-272-5723
 ●お問合せ：営業部 TEL：026-214-1802
<http://www.chiyoda-electric.co.jp>

販売店