



●●●● 各種インサート



MB-250専用滅菌トレー

アルミトレー
MA-287

寸法(mm) : L287×W187×H20



アルミトレーを5枚までセット可能

棚枠
ML-100

※トレー別途

寸法(mm) : L204×W301×H204



滅菌後、高温状態のトレー排出用ホルダー

トレーホルダー
MH-100

寸法(mm) : L170 ×W97×H22.5



様々な滅菌物に対応

アミカゴ
MA-300

寸法(mm) : L300×W230×H133

※標準付属品は下記の通りです。(個別購入可能です。)

- 1) アルミトレー 3枚
- 2) 棚枠1式
- 3) トレーホルダー 1pc

●●●● ケミカル インジゲータ



蒸気の浸透性確認用
 ケミカルインジケータ

ヘリックスPCD
MC-100

(インジケータ100枚付)



空気排除・蒸気浸透性確認用
 ケミカルインジケータ

ワンス・ア・デイIIテストパック
MC-200

欧州基準ISO11140-4

専用キャビネット



設置例となります。
 ※ご希望によりカスタム対応可能です。
 寸法(mm)：L4200×W700×H900

周辺機器



滅菌履歴の印刷用プリンター
プリンター PF-100
 ※装置オプションの印刷機能
 搭載器専用となります。



滅菌履歴の
 保存用メモリーカード
SDカード SD-100



卓上型純水器 **G-1HB**
 ※MB-250は純水又は精製水が
 必須となります



卓上型純水器 **G-1HB**
 交換用カートリッジ

オプションパック (スターターキット)

【パック内容】

卓上型純水器(オルガノ製)
 G-1HB 1台
 ヘルリクスPCD(インジケータ100枚付)
 MC-100 1個
 SDカード
 SD-100 1個



製造販売

チヨダエレクトリック株式会社



本社：〒387-0018 長野県千曲市大字新田124
 TEL：026-273-1800 FAX：026-272-5723
 ●お問合せ：営業部 TEL：026-214-1802
<http://www.chiyoda-electric.co.jp>

販売店

